

JETZT WIRD'S

**BUNT**

FÜR JEDE NAHT DEN  
RICHTIGEN FADEN



# JETZT WIRD'S BUNT

## BESUCHEN SIE:

[www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial](http://www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial)  
für Informationen wie Videos,  
Whitepapers und vieles mehr.




# DER ALLROUNDER



RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

# Monosyn®



## DER STANDARD IN DER WEICHTEILCHIRURGIE

- Gute Knotenreißkraft
- Für den universellen Einsatz in der Weichteilchirurgie
- Große Auswahl an Nadel-Fadenkombinationen

## INDIKATIONEN:

- Gynäkologie, Urologie, Magen-Darm
- Haut, Schleimhaut
- Sub- und Intrakutan

## MERKMALE:



Fadenaufbau:	monofil
Material:	Glykonat
Beschichtung:	keine
Metric:	0,5-5
USP:	7/0-2
Farben:	violett, ungefärbt
Resorptionszeit:	~ 14 Tage
Materialresorption:	~ 60-90 Tage



[www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial](http://www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial)


B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0) 74 61 95-2191 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)

# DER GESCHMEIDIGE



NICHT RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

# Dafilon®



## DER WEICHE UND ÖKONOMISCHE HAUTFADEN

- Weich und geschmeidig
- Atraumatischer Durchzug durch das Gewebe, schneidet nicht ein

## INDIKATIONEN:

- Hautverschluss

## MERKMALE:



Fadenaufbau:	monofil
Material:	Polyamid 6.6
Beschichtung:	keine
Metric:	0,1-7
USP:	11/0-5
Farben:	blau, schwarz



[www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial](http://www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial)


B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0) 74 61 95-2191 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)



# DER AUSDAUERENDE

RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

# MonoPlus®



## WENN DIE NAHT ZEIT BRAUCHT

- Gute Knotenreißfestigkeit
- Langandauernde Reißfestigkeit für anhaltende Heilungsunterstützung
- Große Auswahl an Nadel-Fadenkombinationen

## INDIKATIONEN:

- Orthopädie, Kapselnaht
- Colonchirurgie
- Bauchwandverschluss

## MERKMALE:




Fadenaufbau:	monofil
Material:	Poly-p-dioxanon
Beschichtung:	keine
Metric:	0,5-5
USP:	7/0-2
Farben:	violett
Resorptionszeit:	~ 35 Tage
Reißkraftverlust:	~ 35 Tage 50%
Materialresorption:	~ 180-210 Tage



[www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial](http://www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial)

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0) 74 61 95-2191 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)



DER **FLEXIBLE**

NICHT RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

# Optilene®



## FLEXIBILITÄT FÜR DEN BESONDEREN KOMFORT

- Besonders weiche und geschmeidige Oberfläche
- Bewährte zuverlässige Zugfestigkeit
- Eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften
- Guter Knotenlauf
- Bewährte Reißkraft

## INDIKATIONEN:

- Hernien- und Gefäßchirurgie
- Sehnen- und Kapselnaht
- Hautverschluss

## MERKMALE:




Fadenaufbau:	monofil
Material:	Polypropylen und Polyethylen
Beschichtung:	keine
Metric:	0,2-5
USP:	10/0-2
Farben:	blau



[www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial](http://www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial)


B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0) 74 61 95-2191 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)

# DER ZUVERLÄSSIGE



RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

# Novosyn®



## EXZELLENTER KNOTENSITZ FÜR ZUVERLÄSSIGE NÄHTE

- Gute Flexibilität
- Verbesserte Knotenreißkraft

## INDIKATIONEN:

- Ligaturen
- Ophthalmologie
- Gynäkologie, Urologie, Bauchwandverschluss

## MERKMALE:



Fadenaufbau:	geflochten
Material:	Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)
Beschichtung:	Poly(glycolid-co-l-lactid 35/65) Calciumstearat
Metric:	0,4-5
USP:	8/0-2
Farben:	violett
Resorptionszeit:	~ 21 Tage
Reißkraftverlust:	~ 21 Tage 50%
Materialresorption:	~ 56-70 Tage



[www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial](http://www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial)

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0) 74 61 95-2191 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)



DER  
SCHNELLE



RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

# Monosyn® Quick




## SCHNELL UND MONOFIL

- Schnelle Resorption
- Zuverlässige Knüpfbarkeit
- Gute Flexibilität und Elastizität
- Einfache Handhabung

## INDIKATIONEN:

- Allg. intrakutaner Hautverschluss
- Gynäkologie, Urologie
- Dentalchirurgie

## MERKMALE:



Fadenaufbau:	monofil
Material:	Glykonat
Beschichtung:	keine
Metric:	0,7-4
USP:	6/0-1
Farben:	ungefärbt
Resorptionszeit:	~ 6-7 Tage
Reißkraftverlust:	~ 6-7 Tage 50%
Materialresorption:	~ 56 Tage



[www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial](http://www.bbraun-vetcare.de/nahtmaterial)

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0) 74 61 95-2191 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)