







B. BRAUN VET CARE

FÜR JEDE NAHT DEN RICHTIGEN FADEN

UNSERE B. BRAUN EMPFEHLUNGEN







FÜR JEDE NAHT DEN RICHTIGEN FADEN

UNSERE B. BRAUN EMPFEHLUNGEN

INDIKATION	FADENAUFBAU	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VE
 WEICHTEILCHIRURGIE, PARENCHYMATÖSE GEWEBE	Monofil, mittelfristig resorbierbar	C2022014	Monosyn® violett USP 4/0 (Metric: 1,5), Länge: 70 cm, Nadel: HR22, Racepack	36er Pack
		G2022014		12er Pack
		C2022025	Monosyn® violett USP 3/0 (Metric: 2), Länge: 70 cm, Nadel: HR26, Racepack	36er Pack
		G2022025		12er Pack
		C2022036	Monosyn® violett USP 2/0 (Metric: 3), Länge: 70 cm, Nadel: HR30, Racepack	36er Pack
		G2022036		12er Pack
 INTRAKUTANNAHT	Monofil, mittelfristig resorbierbar	C2022204	Monosyn® violett USP 4/0 (Metric: 1,5), Länge: 70 cm, Nadel: DS19, Racepack	36er Pack
		G2022204		12er Pack
		C2022215	Monosyn® violett USP 3/0 (Metric: 2), Länge: 70 cm, Nadel: DS24, Racepack	36er Pack
		G2022215		12er Pack
 LIGATUREN	Monofil, mittelfristig resorbierbar	C0058409	Novosyn® violett USP 1 (Metric: 4), Länge: 2 x 70 cm	36er Pack
		G0058409		12er Pack
 BAUCHWAND/ LINEA ALBA	Monofil, langfristig resorbierbar	C2024037	MonoPlus® violett USP 0 (Metric: 3,5), Länge: 70 cm, Nadel: HR30, Racepack	36er Pack
		G2024037		12er Pack
		C2024058	MonoPlus® violett USP 1 (Metric: 4), Länge: 70 cm, Nadel: HR37S, Racepack	36er Pack
		G2024058		12er Pack
 HAUT NICHT RESORBIERBAR	Monofil, nicht resorbierbar	C0935204	Dafilon® blau USP 4/0 (Metric: 1,5), Länge: 75 cm, Nadel: DS19	36er Pack
		G0935204		12er Pack
		C0935352	Dafilon® blau USP 3/0 (Metric: 2), Länge: 75 cm, Nadel: DS24	36er Pack
		G0935352		12er Pack
 HORNHAUT	Monofil, nicht resorbierbar	G0068615	Novosyn® violett USP 8/0 (Metric: 0,4), Länge: 15 cm, Nadel: DLM6	12er Pack

FÜR JEDE NAHT DEN RICHTIGEN FADEN


UNSERE B. BRAUN EMPFEHLUNGEN

INDIKATION	FADENAUFBAU	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	VE
 LIDRAND	Monofil, mittelfristig resorbierbar	C2022204	Monosyn® violett USP 4/0 (Metric: 1,5), Länge: 70 cm, Nadel: DS19	36er Pack
		G2022204		12er Pack
 HERNIEN	Monofil, nicht resorbierbar	C3090041	Optilene® USP 3/0 (Metric: 2), Länge: 75 cm, Nadel: HR26, Racepack	36er Pack
		G3090041		12er Pack
 OTHÄMATOM	Monofil, nicht resorbierbar	C0932655	Dafilon® blau USP 3/0 (Metric: 2), Länge: 75 cm, Nadel: GS60	36er Pack
		G0932655		12er Pack
 GELENKKAPSEL	Monofil, langfristig resorbierbar	C0024131	MonoPlus® violett USP 2/0 (Metric: 3), Länge: 70 cm, Nadel: HR17S	36er Pack
 DENTAL	Monofil, kurzfristig resorbierbar	C0025052	Monosyn® Quick ungefärbt USP 4/0 (Metric: 1,5), Länge: 70 cm, Nadel: HR17	36er Pack
 WEICHTEILCHIRURGIE, PARENCHYMATÖSE GEWEBE & DENTAL	Monofil, mittelfristig resorbierbar	C2022004	Monosyn® violett USP 4/0 (Metric: 1,5), Länge: 70 cm, Nadel: HR17, Racepack	36er Pack
		G2022004		12er Pack

FÜR JEDE NAHT DEN RICHTIGEN FADEN


UNSERE B. BRAUN EMPFEHLUNGEN

NADELKRÜMMUNGEN



- S 1/8 Kreis
- V 1/4 Kreis
- D 3/8 Kreis
- H 1/2 Kreis
- F 5/8 Kreis

WEITERE NADELKRÜMMUNGEN



BESCHREIBUNG

Nadelkrümmung	Nadelform	Nadelspitze	Nadellänge	Nadelstärke
S 1/8 Kreis	G Schneidend, Golfball-technologie	T Trokarspitze	Strecke zwischen Armierzone und Nadelspitze, Abmessung der Längenseite in mm	f Dünner Nadelkörper
V 1/4 Kreis	R Rundkörper	N Stumpfe Spitze		ff Besonders feiner Nadelkörper
D 3/8 Kreis	S Schneidend	S Schneidende Spitze (innen)		s Starker Nadelkörper
H 1/2 Kreis	L Lanzette	C Kurze schneidende Spitze		ss Sehr starker Nadelkörper
F 5/8 Kreis		M Mikrospitze		v Break-off Nadel
G Gerade		MP Mikropräzisionsspitze		b Schwarze Nadel
P Asymptotisch		m Mikronadel		TO Take-Off Abziehnadel, Nadel lässt sich mit kurzem Zug vom Faden lösen
J Hook		mV Mikrogefäßnadel		
SK Skinadel				

KONTAKT | B.Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Tel. +49 (0) 7461 95-2191 | Fax +49 (0) 7461 71512 | bestellung_vetcare@aesculap.de | www.bbraun-vetcare.de