

# Umstellung des Produktdesigns

## Injekt® Luer Solo 10 ml Einmalspritze

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Designänderung unserer 2-teiligen Injekt® Luer 10 ml Einmalspritze.

Im Rahmen der weiteren Qualitätsoptimierung unserer Produkte wurde bei unserer Injekt® Luer 10 ml Einmalspritze eine Designänderung vorgenommen und die Geometrie des Spritzenzylinders sowie des Spritzenkolbens angepasst. Die Materialzusammensetzung des Produktes wurde dabei nicht verändert.

Des Weiteren wurden im Rahmen der Umstellung die Artikelnummer, die Pharmazentralnummer, die Menge pro Karton und somit die Verkaufseinheit als auch die Menge pro Palette geändert.

Bei der Umstellung wird eine Substitution der bisherigen auf die neue Artikelnummer hinterlegt.

Ab voraussichtlich April 2025 werden die neuen Aufträge mit Injekt® Luer 10 ml Einmalspritze im neuen Design ausgeliefert. Unabhängig davon bitten wir Sie, ab der KW 18 die neue Artikelnummer zu bestellen. Die Umstellung auf das neue Design betrifft zunächst nur die Injekt® 10 ml Variante. Der mit Ihrem Haus vereinbarte Barrabatt wird auf die neue Artikelnummer übertragen.

### Bisheriges Produktdesign

Injekt® Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Produktvariante	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	Menge/Karton	Menge/Palette	AE/100 Stück
Injekt® Luer Solo 10 ml	12 x 100 Stück	4606108V	02057926	12 x 100 Stück	21.600 Stück	8,70 €

### Neues Produktdesign

Injekt® Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Produktvariante	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**	Menge/Karton	Menge/Palette	AE/100 Stück	Start der Umstellung
Injekt® Luer Solo 10 ml	15 x 100 Stück	4606108N	18074594	15 x 100 Stück	24.000 Stück	8,70 €	April 2025

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück

\*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück


Unsere Fachberater\*innen im Außendienst und unser Kundenservice stehen Ihnen für Ihre Fragen sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG



i. V. Martin Frank  
Leitung Marketing Arzt & Dialyse



i. A. Iwona Wojcik  
Marketing Managerin Arzneimittelzubereitung & Injektion

# Neues Design

## Injekt® Luer Solo 10 ml Einmalspritze

### Produkteigenschaften

- Integrierter Kolbenstopp
- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Nicht hergestellt mit Silikonöl, Bisphenol A, Latex, DEHP und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### Bisheriges Design



### Neues Design



Produktvariante	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**
Injekt® Luer Solo 10 ml	12 x100 Stück	4606108V	02057926

Produktvariante	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**
Injekt® Luer Solo 10 ml	15 x100 Stück	4606108N	18074594

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Einzelpackung zu 100 Stück

\*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück