

# Omniflush®

## SPÜLSPRITZE VON B. BRAUN – IM NEUEN DESIGN

BISHER

NEU



**STECK-SCHUTZKAPPE** umschließt komplett den Luer-Lock-Ansatz, um das Risiko einer Kontaktkontamination zu verhindern.

**EINDEUTIGES ETIKETT:** Einfache Identifizierung des Inhaltes und klare Differenzierung der drei Füllvolumina: 3 ml, 5 ml, 10 ml.

**DATA-MATRIX-BARCODE** auf dem Einzelprodukt zur schnelleren Bestandsaufnahme, Patientendokumentation und Fehlerminimierung: Der GTIN enthält Artikelnummer und Produktbezeichnung.

**HOCHTRANSPARENTER SPRITZENZYLLINDER** gestattet die visuelle Prüfung der Lösung.

**GERINGER DRUCKAUFBAU UND NIEDRIGER WIDERSTAND** beim Druck auf den Spritzenkolben.

**HERGESTELLT OHNE PVC, DEHP UND LATEX**

Mit Omniflush® kann jeder routinemäßige Spülvorgang eines Gefäßzugangs **im unsterilen Bereich** durchgeführt werden. Die verschiedenen Füllvolumina ermöglichen darüber hinaus nicht nur eine zeitsparende sondern auch eine kosteneffiziente Handhabung.

- Sterile Lösung und steriler Flüssigkeitsweg
- Erhältliche Volumina: 3 ml, 5 ml und 10 ml

Bezeichnung	Füllvolumen	Spritzenvolumen	VE / Stück	Artikelnummer	PZN
Omniflush®, Spülspritze, 3 ml in 10 ml-Spritze	3 ml	10 ml	100	EM-3513572	11088529
Omniflush®, Spülspritze, 5 ml in 10 ml-Spritze	5 ml	10 ml	100	EM-3513575	11088512
Omniflush®, Spülspritze, 10 ml in 10 ml-Spritze	10 ml	10 ml	30	3240576	12455562
			100	EM-3513576	11088506