

# Original Perfusor® Syringe

Dreiteilige Einmalspritze zur Verwendung mit Perfusor® Spritzenpumpen mit NRFit®-Lock-Ansatz\*

**NEU**



50 ml

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochtransparenter Zylinder
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
- NRFit®-Lock-Ansatz nach der DIN EN ISO-Norm 80369-6
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
- Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

## ANWENDERVORTEILE

- Hervorragende Gleiteigenschaften abgestimmt auf die Fördercharakteristik der Perfusor® Spritzenpumpen
- Wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast für ideale Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für genaues Aufziehen und präzise Applikation
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Medikamentenverlust
- Kompatibel mit NRFit®-Produkten nach der DIN EN ISO-Norm 80369-6

Original Perfusor® Syringe, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Produkt	Größe	Konus	Graduierung	VE/Karton	Art.-Nr.	PZN
Original Perfusor® Syringe	50 ml	Zentrisch, NRFit®-Lock-Ansatz	1,0 ml	100 Stück	8728845F-01	15196032

\* NRFit® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEDSA in verschiedenen Jurisdiktionen der Welt. Verwendung mit Genehmigung.