

Helimatic® Neutralizer forte

Flüssiges Neutralisationsmittel

Helimatic® Neutralizer forte ... für fleckenfreie und glänzende Instrumente

Eigenschaften

Helimatic® Neutralizer forte

- flüssiges Neutralisationsmittel
- für die Neutralisation nach dem Einsatz von Helmatic® Cleaner alkaline
- auf Basis von Phosphorsäure
- tensidfrei
- für fleckenfreie und glänzende Instrumente
- auch in Ergänzung zu Neutralreinigern einsetzbar, um in Abhängigkeit der Wasserqualität das Aufbereitungsergebnis zu verbessern

Dosierung und Anwendungshinweise

Anwendungsdosierung 0,1% bis 0,2%

Lieferform	REF	PZN
5 Liter-Kanister	18861	3319564
25 Liter-Kanister	18862	–
200 Liter-Fass	18863	–



tensidfrei

Physikalisch-chemische Daten – Gebrauchslösung : 0,1 %

pH-Wert (20°C):	2,1
rel. Dichte (20°C, g/cm ³):	ca. 1
Aussehen:	klar, farblos
Geruch:	neutral
Leitfähigkeit:	2,93 mS/cm

Helimatic® Neutralizer forte – Auszug aus den Produktinformationen

Zusammensetzung: > 30% Phosphorsäure
 Angaben gemäss Gefahrstoffverordnung: C-Ätzend
 Umweltinformation: Wassergefährdungsklasse 1