






Infusomat[®] plus Leitung

Produktinformation

Infusomat [®] plus Leitungen	Beschreibung	Material	Länge (cm)	Füllvolumen (ml)	Nadelfreier Zuspritzport	VE*** (Stk.)	Art.-Nr. (REF)
Infusomat[®] plus Leitung SafeSet							
	<ul style="list-style-type: none"> 15 µm Flüssigkeitsfilter Mit AirStop Funktion Verschiedene Längen Luer-Lock-Anschluss 	PVC*	240/150	17,3	–	100	8700200
		PVC*	300/200	21,2	–		8700210
		PUR**	240/150	17,8	–		8700220
		PVC*	300/200	22,2	Caresite		8700240
		PUR**	300/200	22,9	Caresite		8700250
Infusomat[®] plus Leitung UV-Protect							
	<ul style="list-style-type: none"> 15 µm Flüssigkeitsfilter Mit AirStop Funktion Verschiedene Längen Luer-Lock-Anschluss 	PUR**	240/150	17,8	–	100	8700260
		PUR**	300/200	22,9	Caresite		8700270
Infusomat[®] plus Leitung mit integriertem Sterifix[®] Filter							
	<ul style="list-style-type: none"> 15 µm Flüssigkeitsfilter 0,2 µm hydrophiler Infusionsfilter (Sterifix[®]) Mit AirStop Funktion Eurofix Spinlock Anschluss 	PUR**	240/150	20,6	–	100	8700300
Infusomat[®] plus Leitung Transfusion							
	<ul style="list-style-type: none"> 200 µm Blutfilter Verschiedene Längen Spinlock Anschluss 	PVC*	240/150	17,3	–	100	8700350
		PVC*	300/200	21,9	Safeflow		8700360
Infusomat[®] plus Leitung Regionalanästhesie mit NRFit[®] Ansatz							
	<ul style="list-style-type: none"> 15 µm Flüssigkeitsfilter Mit AirStop Funktion NRFit[™] Anschluss Gelb-transparenter Schlauch 	PUR**	300/200	21,8	–	100	8700410


*PVC = DEHP-frei; **PUR = PVC-/DEHP-frei; ***VE = Versandeinheit

Infusomat[®] plus Leitung

Produktinformation


Infusomat [®] plus Leitungen	Beschreibung	Variante	Material	Länge (cm)	Füllvolumen (ml)	VE*** (Stk.)	Art.-Nr. (REF)
---------------------------------------	--------------	----------	----------	------------	------------------	--------------	----------------

Infusomat[®] plus Leitung Safety mit ENFit[®] Ansatz – Enterale Ernährung


	<ul style="list-style-type: none"> Inline Tropfkammer Sonderseitiger ENFit[®] Anschluss 3-Wege-Hahn mit ENFit[®] Anschluss Varianten mit ENPlus Spike, Universal Adapter 	ENPlus Spike und Universal Adapter	PUR**	330/220	28,0	40	8700370
		1.000 ml Leerbeutel	PVC*	260/150	18,5		8700380
		ENPlus Spike	PVC*	330/220	23,1	25	8700400

Infusomat [®] plus Leitungen	Beschreibung	Ventile	Besonderheit	Länge (cm)	Füllvolumen (ml)	VE*** (Stk.)	Art.-Nr. (REF)
---------------------------------------	--------------	---------	--------------	------------	------------------	--------------	----------------

Cyto[®]-Set für Infusomat[®] compact^{plus} mit AirStop

	<ul style="list-style-type: none"> Aus PUR Material Tropfkammer inkl. AirStop Funktion (Filterporengröße d. Flüssigkeitsfilters in der Tropfkammer: 5-15 µm) Zytostatikabeständige Griffplatte mit integrierten Rückschlagventilen 	3 nadelfreie Ventile	Mit AirStop Funktion	210/155	23,9	20	8700420
		3 nadelfreie Ventile	Mit AirStop Funktion und Lichtschutz	210/155	23,9		8700440
		5 nadelfreie Ventile	Mit AirStop Funktion	210/155	23,9		8700430
		5 nadelfreie Ventile	Mit AirStop Funktion und Lichtschutz	210/155	23,9		8700450
		5 nadelfreie Ventile	Mit AirStop Funktion und integriertem 0,2µ Sterifix [®] Filter	225/170	27,4		8700460

Cyto[®]-Set für Infusomat[®] compact^{plus} Standard

	<ul style="list-style-type: none"> Aus PUR Material Tropfkammer mit integriertem Flüssigkeitsfilter (≤15 µm) Zytostatikabeständige Griffplatte mit integrierten Rückschlagventilen 	3 nadelfreie Ventile	-	210/155	23,9	20	8700480
		5 nadelfreie Ventile	-	210/155	23,9		8700490
		5 nadelfreie Ventile	Mit integriertem 0,2µ Sterifix [®] Filter	225/170	27,4		8700470

* PVC = DEHP-frei; ** PUR = PVC-/DEHP-frei; *** VE = Versandeinheit