

# Mehr Zeit für Patientenversorgung.



Die Arbeit als medizinisches Fachpersonal bringt viele Herausforderungen mit sich. B. Braun bietet Lösungen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: mehr Zeit für die Patientenversorgung. Hier erfahren Sie mehr durch Anklicken oder Scannen des QR-Codes.



## Mehr vs. Weniger

Zeit



Prozess-  
schritte

Standar-  
disierung




Produkte

Sicherheit



Risiken



Da mindestens 85% der Krankenhauspatienten eine intravenöse Therapie erhalten<sup>1</sup> ist die Infusionstherapie ein grundlegender und unverzichtbarer Bestandteil der Patientenversorgung und ein fester Bestandteil der täglichen klinischen Abläufe des medizinischen Fachpersonals.

Die Auswirkungen der mit der Infusionstherapie verbundenen Risiken auf das Wohlbefinden von Patienten und medizinischem Fachpersonal werden häufig unterschätzt und können eine erhebliche finanzielle Belastung für Krankenhäuser darstellen.

Angesichts der Prognose der WHO, dass bis 2030 10 Millionen medizinische Fachkräfte fehlen werden<sup>2</sup>, sind wir uns Ihrer täglichen Herausforderungen bewusst. Deshalb konzentrieren wir all unsere Bemühungen darauf, Ihre Arbeitsabläufe bei der Infusionstherapie zu vereinfachen und Sie bei der Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten mit unseren Produktlösungen zu unterstützen.

Mit dem umfangreichen Infusionstherapie-Portfolio von B. Braun, einschließlich des medikamentenresistenten Infusionszubehörs, bieten wir ein zeitsparendes und kosteneffizientes System – **für mehr Zeit für Sie und Ihre Patienten.**

1. Mattox EA. (2017) Complications of peripheral venous access devices: prevention, detection, and recovery strategies. Crit Care Nurse. 37:(2)e1-e14.  
2. WHO, 2024 [https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1).

# Verbringen Sie Zeit mit dem, was wichtig ist.

Mehr Sicherheit mit einfachen Lösungen



Zeit einsparen




Produkte einsparen



Risiken reduzieren


Infuvalve® C und Discofix® C helfen, die mit Spannungsrissen assoziierten Risiken zu vermeiden und damit Manipulationen am Infusionssystem während der Therapie zu reduzieren.



## Infuvalve® C

Rückschlagventil

Verhindert den Rückfluss von Infusionslösungen während einer Parallelinfusion.



## Discofix® C

Dreiwegehahn

Bietet einen nadelfreien Zugang zum Patienten und ermöglicht Kontrolle, Injektion und Aspiration.

Durch die Verwendung **medikamentenresistenter Medizinprodukte** sparen Pflegekräfte pro Komponentenaustausch bis zu

96 Sek.

Durch den Verzicht auf zusätzliches Infusions-Zubehör kann **Plastikmüll reduziert werden** – pro Komponentenaustausch bis zu

12,1 g  
= 60,5 g CO<sub>2</sub><sup>1</sup>

178 Sek.

20,0 g  
= 100,0 g CO<sub>2</sub><sup>1</sup>

**Spannungsrisse** erfordern zusätzliche Manipulationen am Infusionssystem, was mit potenziellen Risiken für Patienten verbunden ist



Mikrobiologische Kontamination



Luftembolie



Chemische Kontamination

1. Sustainability 2022, 14(24), 16563; <https://doi.org/10.3390/su142416563>