

Infusionstherapie. Ein Prozess. Ganzheitlich durchdacht.

Vom Infusionsbehälter bis zur Entsorgung – B. Braun bietet Ihnen Komplettlösungen für mehr Sicherheit & Effizienz in der Versorgung.



AirStop-Membran (Filtermembran) im Tropfkammerboden

- wirkt wie eine Barriere – der Eintritt von Luft in die Infusionsleitung wird verhindert
- Partikelretention mit einer Filtereffizienz > 80% für Partikel der Größe 3 µm

PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung

- ausgekleidet mit einer hydrophoben, bakteriendichten Membran, die das Austreten von Flüssigkeit verhindert und somit zu einer besseren Hygiene während der Entlüftung beiträgt.

Zeit- und Prozesseffizienz

Die AirStop-Funktion in der Tropfkammer reduziert die Arbeitsbelastung des medizinischen Personals und ermöglicht es dem Anwender, erneut in einen anderen Behälter einzustechen. Die Verwendung von Infusionsgeräten mit PrimeStop-Kappe kann Vorbereitungszeit einsparen.

1 Infusion

Abrechenbar über Sprechstundenbedarf*

Ecoflac® plus

- Handhabung: leicht und griffig, stapelbar
- Standfest, platzsparend und bruchsicher
- Frei von Weichmachern, PVC- und Latex
- Kollabiert beim Entleeren vollständig: Keine Notwendigkeit zu belüften

- Vermeidung eines optionalen Kontaminationsweges und Möglichkeit zur Senkung der Infektionsrate¹
- Logarithmische Skala

2 Applikation

Abrechenbar über Sprechstundenbedarf*

Intrafix® SafeSet

Das B. Braun Premium-Infusionsgerät mit AirStop-Membran im Tropfkammerboden und endständiger PrimeStop-Schutzkappe für mehr Zeit- und Prozesseffizienz (siehe Infobox)

- Für Druck- und Schwerkraftinfusionen
- Druckbeständig bis 2 bar

3 Periphervenöse Zugänge

Abrechenbar über Sprechstundenbedarf*

Introcane Safety® 3

Sicherheitsvenenverweilkanüle mit integrierter Membran zur Reduzierung von Blutaustritt.

Mehr Schutz vor Blutkontakt geht einher mit höherer Kontrolle und Komfort.

4 Untersuchungshandschuhe

Vasco® Coats light blue

- Beschichtung aus kolloidalem Hafermehl
- Schutz vor äußeren Reizstoffen
- Glutenfreie Zertifizierung – sicher für Anwender mit Unverträglichkeiten

- Goodpac+™ Verpackungssystem für praktische Einzelentnahme, weniger Verwurf und höhere Effizienz

5 Entsorgung

Medibox®

Abfallbehältnis zur Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld

- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250
- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß den Vorgaben der DIN EN ISO 23907

Bestellformular – alles auf einen Blick

Artikelbezeichnung	Weitere Infos	Art.-Nr.	PZN	VE / Karton	Ihre Anzahl
Ecoflac® plus					
Sterofundin® ISO Infusionslösung¹	 	2506355	01078955	10 x 500 ml	
Sterofundin® ISO Infusionslösung¹		2506375	01078961	10 x 1000 ml	
Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % Braun Infusionslösung¹		3200950	08609255	10 x 500 ml	
Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % Braun Infusionslösung¹		3200970	08609261	10 x 1000 ml	
Intrafix®¹ – Infusionsgeräte für die Druck-und Schwerkraftinfusion					
Intrafix® SafeSet, 180 cm	 	4063000	01900697	100 St.	
Intrafix® SafeSet, 180 cm, mit Rückschlagventil		4063001	03688853	100 St.	
ProSet Intrafix® SafeSet, 180 cm, mit Rückschlag- ventil und DWH		4188136	09694174	100 St.	
Discofix® C, 200 cm					
Intrafix® Air P, 150 cm		4062955	07666297	100 St.	
Introcan Safety® 3¹ – Sicherheits-Venenverweilkanüle ohne Zuspritzport mit integriertem Mehrfachseptum					
24G, 0,7 x 19 mm	 	4251127-01	11868687	200 St.³	
22G, 0,9 x 25 mm		4251128-01	11868701	200 St.³	
20G, 1,1 x 25 mm		4251129-01	11868718	200 St.³	
20G, 1,1 x 32 mm		4251130-01	11868724	200 St.³	
18G, 1,3 x 32 mm		4251131-01	11868730	200 St.³	
18G, 1,3 x 45 mm		4251132-01	11868747	200 St.³	
16G, 1,7 x 50 mm		4251133-01	12644211	200 St.³	
14G, 2,2 x 50 mm		4251134-01	16032048	200 St.³	
Vasofix® Safety¹ – Sicherheits-Venenverweilkanüle mit Zuspritzport					
24G, 0,7 x 19 mm	 	4269071S-01	05132456	200 St.³	
22G, 0,9 x 25 mm		4268091S-01	00198120	200 St.³	
20G, 1,1 x 33 mm		4268113S-01	00198137	200 St.³	
18G, 1,3 x 33 mm		4268334S-01	00198143	200 St.³	
18G, 1,3 x 45 mm		4268130S-01	00198605	200 St.³	
17G, 1,5 x 45 mm		4268156S-01	00198700	200 St.³	
16G, 1,7 x 50 mm		4268172S-01	00198841	200 St.³	
14G, 2,2 x 50 mm		4268210S-01	00199415	200 St.³	

Artikelbezeichnung	Weitere Infos	Art.-Nr.	PZN	VE / Karton	Ihre Anzahl
Vasco® Coats light blue² – Unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe					
Vasco® Coats light blue, XS	 	9201310	19767224	200 St.	
Vasco® Coats light blue, S		9201320	19767230	200 St.	
Vasco® Coats light blue, M		9201330	19767247	200 St.	
Vasco® Coats light blue, L		9201340	19767276	200 St.	
Vasco® Coats light blue, XL		9201350	19767282	180 St.	
Fixierband für Venenverweilkatheter					
Askina® Soft Clear IV (8 x 6 cm)	 	WIN9086893	10413602	50 St.	
Askina® Soft IV (8 x 6 cm)		WIN9086919	00427738	50 St.	
Produkte für die Händedesinfektion sowie zur Wischdesinfektion & Reinigung von Medizinprodukten					
1 Softa-Man® essential, Händedesinfektion	 	180406	19822555	20 x 100 ml (Fl.)	
		180407	19822561	20 x 500 ml (Fl.)	
2 Softa® Cloth CHX 2 %, Desinfektionstuch Med.-Produkte		19581	11722340	1 Pck. (100 St.)	
Medibox®² – Sichere Abfallbehältnisse					
Medibox® 0,8 L (max. Füllvolumen: 0,67 L)	 	9193424	16400687	18 St.	
Medibox® 2,4 L (max. Füllvolumen: 2 L)		9193600	13847399	27 St.	
Medibox® 4,7 L (max. Füllvolumen: 3,9 L)		9193618	13847376	25 St.	
Medibox® 5,7 L (max. Füllvolumen: 4,8 L)		9193627	13847382	25 St.	
Medibox® 6,8 L (max. Füllvolumen: 5,7 L)		9193639	14410285	22 St.	
Stangenhalterung für Medibox® 6,8 Liter		9193639-1	-	1 St.	
Medibox® 9,1 L (max. Füllvolumen 7,7 L)		9193640	13856665	13 St.	
Befestigungsschraube für Medibox® 9,1 L		9193640-0	-	1 St.	

Legende: ¹Diese Produkte sind über Sprechstundenbedarf abrechenbar. Bitte berücksichtigen Sie die jeweilige, regionale Sprechstundenbedarfsvereinbarung. ²Diese Produkte sind über Praxisbedarf abrechenbar. ³Ein Umkarton zu 200 Stück enthält 4 Schachteln zu 50 Stück des jeweiligen Artikels.
 Mehr erfahren durch Scannen oder Klicken.

Ihr Lieferant

Absender: Name/Adresse/Stempel





DatumUnterschrift

Pflichttexte

Sterofundin® ISO Infusionslösung
Zusammensetzung: 1000 ml Sterofundin® ISO Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 6,80 g, Kaliumchlorid 0,30 g, Magnesiumchlorid-Hexahydrat 0,20 g, Calciumchlorid-Dihydrat 0,37 g, Natriumacetat-Trihydrat 3,27 g, Äpfelsäure (DAB) 0,67 g. Elektrolytkonzentrationen: Na⁺ 145,0 mmol/l, K⁺ 4,0 mmol/l, Mg²⁺ 1,0 mmol/l, Ca²⁺ 2,5 mmol/l, Cl⁻ 127,0 mmol/l, Acetat⁻ 24,0 mmol/l, Malat²⁻ 5,0 mmol/l. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 1000 ml Sterofundin® ISO enthalten 0,2 g Natriumhydroxid (0,115 g Natrium).

Anwendungsgebiete: Substitution extrazellulärer Flüssigkeit bei isotoner Dehydratation und bei bestehender oder drohender Azidose.

Gegenanzeigen: Sterofundin® ISO darf nicht angewendet werden bei: Hypervolämie; Schwerer Stauungs-Herzinsuffizienz; Schwerer Niereninsuffizienz mit Oligooder Anurie; Schweren generalisierten Ödemen; Hyperkaliämie; Hypercalciämie; Metabolischer Alkalose.

Nebenwirkung: Nebenwirkungen können als Symptome von Überdosierung auftreten. Über gelegentlich auftretenden Fälle von Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Urtikaria wurde im Zusammenhang mit der intravenösen Gabe von Magnesiumsalzen berichtet. Über seltene Fälle von paralytischem Ileus wurde nach intra-

venöser Gabe von Magnesiumsulfat berichtet, obwohl oral eingenommene Magnesiumsalze die Darmperistaltik anregen. Unerwünschte Wirkungen wie Fieberreaktionen, Infektionen an der Injektionsstelle, lokale Schmerzen oder Reaktionen, Venenreizung, von der Injektionsstelle ausgehende venöse Thrombosen oder Entzündungen oder Extravasation können durch die Art der Anwendung verursacht werden. Unerwünschte Wirkungen können auch durch der Lösung zugesetzte Arzneimittel ausgelöst werden. Deren Wahrscheinlichkeit hängt von der Art des zugesetzten Arzneimittels ab.

Warnhinweise: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Angebrochene Behältnisse nicht nochmals anschließen. Nicht verwendete Infusionslösung ist zu verwerfen. Bei Beschädigung des Behältnisses oder Verschlusses nicht verwenden. Lösungen, die sichtbare Partikel enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Nur zur einmaligen Verwendung. (Vor Druckinfusion muss vollständig entlüftet werden.) ¹Nur für Kunststoffflaschen aus Polyethylen

Stand der Informationen: Dezember 2014

Apothekenpflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer: B.Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34209 Melsungen.

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% Braun Infusionslösung
Zusammensetzung: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 9,0 g; Elektrolyte: Natrium 154 mmol/l, Chlorid 154 mmol/l.

Anwendungsgebiete: Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei hypochlorämischer Alkalose; Chloridverluste; Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz; Hypotone Dehydratation oder isotone Dehydratation; Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate und kompatible Medikament; Extern zur Wundbehandlung und zur Befeuchtung von Tüchern und Verbänden.

Gegenanzeigen: Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% Braun darf nicht angewendet werden bei Hyperhydratation; schwerer Hybernatriämie; schwerer Hyperchlorämie.

Nebenwirkung: Bei vorschriftsmäßiger Anwendung keine bekannt.

Warnhinweise: Nach einem Anwendungsgang sind Behältnis und evtl. verbleibende Restmengen der Lösung zu verwerfen. Nur zu verwenden, wenn Behältnis unverletzt und Lösung klar ist. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Die Behältnisse sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Stand der Informationen: Februar 2016

Apothekenpflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer: B.Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34209 Melsungen.