

Produktumstellung

Dreiteilige 1ml Feindosierungsspritze mit Luer Ansatz und Spardorn

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere bisherige dreiteilige 1ml Feindosierungsspritze mit Luer Ansatz und Spardorn auf eine gleichartige 1ml Feindosierungsspritze umgestellt wird. Aufgrund des integrierten Spardorns und optimierten Produktdesigns zeichnet sich unsere neue Omnifix®-F Luer 1ml Einmalspritze durch ein besonders geringeres Restvolumen von 8µl (0,008ml) aus.

Bisheriges Design SOL-M™ 1 ml Spritze mit Luer Ansatz



Neues Design Omnifix®-F 1 ml Spritze mit Luer Ansatz



Produkt	VE*/Menge pro Karton	Art.-Nr.	PZN**
SOL-M™ 1 ml Spritze mit Luer Ansatz	8 x 100 Stück	180011LDS	17391358

Produkt	VE*/Menge pro Karton	Art.-Nr.	PZN**
Omnifix®-F 1 ml Spritze mit Luer Ansatz	18 x 100 Stück	9167112V	18448250

*Verkaufseinheit (VE) Klinik= Menge pro Karton, VE ambulant= auch als Packung zu 100 Stück, **PZN gilt für Packung zu 100 Stück.

Die Umstellung erfolgt durch die Substitution der aktuellen auf die neue Artikelnummer. Ab voraussichtlich Ende Oktober 2026, in Abhängigkeit von der Reichweite der bisherigen Variante, werden die Aufträge mit der Omnifix®-F Luer Solo 1ml im neuen Produkt- und Verpackungsdesign ausgeliefert. Bitte berücksichtigen Sie die neuen Produktdaten bei Ihren Bestellungen. Unsere Fachberater*innen im Außendienst und unser Kundenservice stehen Ihnen für Ihre Fragen sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG

Iwona Wojcik

i.A. Iwona Wojcik
Marketing Managerin Arzneimittelzubereitung & Injektion

Catrin Dauber

i. A. Catrin Dauber
Marketing Managerin Onkologische Applikation

Feindosierungsspritzen von B. Braun

Omnifix®-F 1ml Luer Solo: Neue Feindosierungsspritze mit Luer-Ansatz und Spardorn

Mit der **Omnifix®-F Luer Solo** wird das B. Braun Programm der Feindosierungsspritzen um eine neue 1ml Variante ergänzt. Aufgrund des integrierten Spardorns und optimierten Produktdesigns zeichnet sich unsere Omnifix®-F Luer 1ml Einmalspritze durch ein besonders geringeres Restvolumen von 8µl (0,008ml) aus.

Omnifix®-F Luer Solo



- Mit Spardorn **1**
- 0,01ml Feinskalierung **2**
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
- Mit integriertem Kolbenstopp **3**
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polystyrol
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus Polyisopren mit doppeltem Dichtungsring
- Minimales Restvolumen von 8µl (0,008ml)
- Nicht hergestellt mit Bisphenol A, Latex, DEHP und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

Anwendungsvorteile

- 0,01 ml Feinskalierung für präzises Aufziehen und exakte Verabreichung kleinster Volumina
- Reduziertes Totraumvolumen aufgrund des integrierten Spardorns
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung und starkem Kontrast für eine klare Ablesbarkeit
- Leichtgängiger Kolbenstopfen für genaues Aufziehen und Injizieren sowie zur präzisen Dosierung kleinster Mengen
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen

Omnifix®-F 1ml mit Luer-Ansatz, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Produkt	Konus	Graduierung	VE*/Menge pro Karton	Art.-Nr.	PZN**
Omnifix®-F Luer Solo	Zentrisch	0,01 ml	18 x 100 Stück	9167112V	18448250

*Verkaufseinheit (VE) Klinik= Menge pro Karton, VE ambulant= auch als Packung zu 100 Stück, **PZN gilt für Packung zu 100 Stück.