



Präzise & komfortable  
Anwendung



Vielseitig

Bestellinformationen

| Artikel Beschreibung                                                    |  | Packungseinheit | Farbe     | Artikel-<br>nummer | PZN      |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|----------|
| Histoacryl® Flexible Pack 0,5 ml und 5 Applikatorspitzen pro Box        |  | 5 Ampullen      | Blau      | 1051250P           | 19826263 |
| Histoacryl® Flexible Pack 0,5 ml und 10 Applikatorspitzen pro Box       |  | 10 Ampullen     | Blau      | 1051260P           | 20002194 |
| Histoacryl® Flexible Pack 0,5 ml und 15 Applikatorspitzen pro Box       |  | 15 Ampullen     | Blau      | 1051270P           | 20089628 |
| Histoacryl® Flexible Clear Pack 0,5 ml und 5 Applikatorspitzen pro Box  |  | 5 Ampullen      | Ungefärbt | 1051205P           | 20002202 |
| Histoacryl® Flexible Clear Pack 0,5 ml und 10 Applikatorspitzen pro Box |  | 10 Ampullen     | Ungefärbt | 1051210P           | 20002219 |
| Histoacryl® Flexible Clear Pack 0,5 ml und 15 Applikatorspitzen pro Box |  | 15 Ampullen     | Ungefärbt | 1051215P           | 20089640 |

Referenzen

- (1) RDR/DID/CHM/DCE/16106 – Validation of Histoacryl® Flexible\_in vivo study

(2) Report ECT / Dr. Gabriel Siedle / Test of the flexibility of Histoacryl® and Histoacryl® Flexible, November 2012

(3) Frey-Tox Report / Lab.- Nr. 03145 / Flexible Gewebekleber

(4) Dasrilsyah RA, Kalok A, Ng BK, Ali A, Teik Chew K, Lim PS. Perineal skin tear repair following vaginal birth; skin adhesive versus conventional suture – a randomised controlled trial. J Obstet Gynaecol. 2021;41(2):242-7.
- (5) Witting S, Ingwersen M, Lehmann T, Aschenbach R, Eckardt N, Jürgen Zanow, et al. Wound Closure After Port Implantation–A Randomized Controlled Trial Comparing Tissue Adhesive and Intracutaneous Suturing. Dtsch Arztebl Int. 2021;118(44):749–55.

(6) Internal Report\_MDT medical device testing GmbH report / Project 12m020 / Determination of Microbiological Barrier Properties of Two Topical Skin Adhesives

(7) MDT microbial device testing GmbH report / Project 13m155 / Determination of Microbiological Barrier Properties of Two Topical

(8) Histoacryl® Flexible Instructions for Use

B.Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com) | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)  
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Hersteller nach MDR (EU) 2017/745:  
Histoacryl®:  
B.Braun Surgical, S.A. | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubí | Spanien

Die Produktmarke „Histoacryl“ ist eine eingetragene Marke der B.Braun Melsungen AG oder ihrer Tochtergesellschaften.  
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.  
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Nr. 4008582 Stand: 08/2026

Mehr Informationen finden  
Sie auf der Website zum  
Histoacryl® Flexible Pack.



Histoacryl® Flexible

Die fortschrittliche Wahl  
für den Hautverschluss



2 in 1

Verschluss kurzer und  
langer Inzisionen



Flexibel

# Histoacryl® Flexible Blau

für bessere Sichtbarkeit  
während der Anwendung



## 2 in 1

Topischer Hautkleber für den  
Verschluss kurzer und langer  
Inzisionen **bis zu 25 cm** (1-3)




**Fortschrittliche Formel**,  
die Butyl-Cyanoacrylat mit einem  
Weichmacher kombiniert, für  
**zusätzliche Flexibilität** (2, 3)



Enthält eine **Applikatorspitze**  
für eine präzisere und  
komfortablere Anwendung



Einsatz in einem breiten  
Spektrum **chirurgischer  
Eingriffe und in Not-  
aufnahmen**



## Vorteile



Hohe Patienten-  
zufriedenheit (4)



Zeitersparnis (5)



Mikrobielle  
Barriere (6, 7)



Polymerisation in  
30 Sekunden (8)

1

Nur eine Klebstoff-  
schicht erforderlich (5)

# Histoacryl® Flexible ungefärbt

für Gesichts- und kosmetische  
Anwendung



NEU