



B. BRAUN VET CARE

AESCALAP INSTRUMENTE

# SETKONFIGURATION UND STANDARD- INSTRUMENTE FÜR DIE VETERINÄRMEDIZIN



## BASISCHIRURGIE – SET | VF231R

Art-Nr.	Bezeichnung	Stück
BB073R	Skalpellgriff Nr. 3, 125 mm	1
BB084R	Skalpellgriff Nr. 4, 135 mm	1
BD557R	Chirurgische Pinzette, 1 x 2 z., 145 mm	1
BC324R	Chirurgische Schere, gerade, spitz, 145 mm	1
BC605R	Präparier-Schere nach Metzenbaum, gebogen, 145 mm	1
BD700R	Chirurgische Pinzette, Adson-Brown, atraumatisch, 120 mm	1
BH104R	Baby-Mosquitoklemme, gerade, 100 mm	2
BH120R	Mosquitoklemme, Halsted, gerade, 1 x 2 z., 125 mm	2
BH425R	Arterienklemme nach Pean, gebogen, 140 mm	2
BM065R	Durogrip-Nadelhalter nach Hegar-Mayo, 150 mm, Gold	1
FK630R	Scharfer Löffel nach Volkmann, 170 x 2,8 mm, Fig. 0001	1



## WEICHTEILCHIRURGIE – SET | VF230R

Art-Nr.	Bezeichnung	Stück
BB073R	Skalpellsgriff Nr. 3, 125 mm	1
BB084R	Skalpellsgriff Nr. 4, 135 mm	1
BC011R	Feine Präparier-Schere, Stevens, gebogen, stumpf, 115 mm	1
BC324R	Chirurgische Schere, gerade, spitz, 145 mm	1
BC605R	Präparier-Schere nach Metzenbaum, gebogen, 145 mm	1
BD511R	Chirurgische Pinzette nach Adson, 1 x 2 z., 120 mm	1
BD557R	Chirurgische Pinzette, 1 x 2 z., 145 mm	1
BD700R	Chirurgische Pinzette, Adson-Brown, atraumatisch, 120 mm	1
BF431R	Backhaus Tuchklemme, 90 mm	5
BH104R	Baby-Mosquitoklemme, gerade, 100 mm	2
BH120R	Mosquitoklemme, Halsted, gerade, 1 x 2 z., 125 mm	2
BH425R	Arterienklemme nach Pean, gebogen, 140 mm	2
BM065R	Durogrip-Nadelhalter nach Hegar-Mayo, 150 mm, Gold	1
BM806R	Deschamps Unterbindungsnadel, 215 mm, rechts, stumpf	1
BT008R	Wundhaken, Senn-Miller, doppelendig, scharf, 165 mm	1
BV074R	Wundspreizer, Weitlaner, stumpf, 3 x 4 z., 130 mm	1
EA016R	Darmfasszange nach Allis, 5 x 6 z., 155 mm	1
FK321R	Raspatorium	1
FK630R	Scharfer Löffel nach Volkmann, 170 x 2,8 mm, Fig. 0001	1
VF225R	Kastrationshaken für Katzen, 170 mm	1



## KATZENKASTRATION – SET | VF232R

Art-Nr.	Bezeichnung	Stück
BB073R	Skalpellsgriff Nr. 3	1
BC605R	Präparier-Schere nach Metzenbaum, gebogen	1
BD700R	Chirurgische Pinzette, Adson-Brown, atraumatisch, 120 mm	1
BH120R	Mosquitoklemme, Halsted, gerade, 1 x 2 z., 125 mm	2
BM065R	Durogrip-Nadelhalter nach Hegar-Mayo, 150 mm	1
VF225R	Kastrationshaken für Katzen, 170 mm	1



## LAGERUNGSSYSTEME FÜR INSTRUMENTE UND SETS

---

Abbildung

Art-Nr.

Bezeichnung

---

PASSEND FÜR BASISCHIRURGIE – SET

---



JN092

Veterinärcontainer 313 x 190 x 46 mm




JG381R

Siebkorb 273 x 176 x 30 mm

---

PASSEND FÜR WEICHTeilCHIRURGIE – SET

---



JG386R

Siebkorb (unbefüllt)



JN094

Veterinärcontainer 313 x 190 x 65 mm

---

---

Abbildung

Art-Nr.

Bezeichnung

---

PASSEND FÜR KATZENKASTRATION – SET

---



JK187

Wanne Mini Container, 310 x 140 x 40 mm



JK170

Deckel Mini Container rot



JG387R

Siebkorb 188 x 84 x 30 mm

---


LAGERUNGSHILFEN

---



JF346

Haltestift für Ringgriffinstrumente



JF945

Silikonnoppenmatte zum zuschneiden

---

## SCHEREN
















Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	BC323R	Chirurgische Schere, spitz, gerade, 130 mm
	BC324R	Chirurgische Schere, spitz, gerade, 145 mm
	BC423R	Chirurgische Schere, spitz, gebogen, 130 mm
	BC424R	Chirurgische Schere, spitz, gebogen, 145 mm
	BC314R	Chirurgische Schere, stumpf, gerade, 145 mm
	BC414R	Chirurgische Schere, stumpf, gebogen, 145 mm
	BC260R	Metzenbaum Durotip Hartmetall Präparier-Schere, gerade, 145 mm
	BC261R	Metzenbaum Durotip Hartmetall Präparier-Schere, gebogen, 145 mm



Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	BC601R	Metzenbaum Präparier-Schere, gerade, 145 mm
	BC602R	Metzenbaum Präparier-Schere, gerade, 180 mm
	BC605R	Metzenbaum Präparier-Schere, gebogen, 145 mm
	BC606R	Metzenbaum Präparier-Schere, gebogen, 180 mm
	BC545R	Mayo Präparier-Schere, stumpf, gerade, 155 mm
	BC555R	Mayo Präparier-Schere, stumpf, gebogen, 155 mm
	BC166R	Kilner Präparier-Schere, gebogen, 125 mm
	BC010R	Feine Präparier-Schere, gerade, 115 mm
	BC011R	Feine Präparier-Schere, gebogen, 115 mm

## SCHEREN, SKALPELLGRIFFE, WUNDHAKEN, WUNDSPREIZER












Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	BC164R	Präparier-Schere, gerade, 115 mm
	BC165R	Präparier-Schere, gebogen, 115 mm
	BC294W	Durotip Hartmetall Fadenschere, 145 mm
	BC861R	Verband- und Kleiderschere, 140 mm
	BC881R	Verband- und Kleiderschere, 180 mm

Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	BB084R	Skalpellegriff Nr. 3, 135 mm
	BB073R	Skalpellegriff Nr. 4, 125 mm
	BT008R	Wundhaken Senn-Miller scharf, 8 x 7 / 18 x 5,5 mm
	BT272R	Wundhaken Kocher 2-Zahn stumpf, 15,5 x 9 mm
	BT359R	Wundhaken Kocher Langebeck, 41 x 11 mm
	BT177R	Wundhaken Langebeck-Green, 6 x 16 mm

## WUNDSPREIZER, GELPI, KLEMMEN











Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	BV074R	Wundspreizer Weitlaner stumpf, 130 mm
	VB142R	Gelpi klein, flach, 93 mm
	VB143R	Gelpi klein, gebogen, 88 mm
	BV996R	Gelpi Vaginal, 135 mm

Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	BH110R	Mosquitoklemme Halsted, gerade, 125 mm
	BH111R	Mosquitoklemme Halsted, gebogen, 125 mm
	BH120R	Mosquitoklemme Halsted Arterienklemme, gerade, 125 mm
	BH121R	Mosquitoklemme Halsted Arterienklemme, gebogen, 125 mm
	BH104R	Baby Mosquito Arterienklemme (Hartmann), gerade, 100 mm
	BH105R	Baby Mosquito Arterienklemme (Hartmann), gebogen, 100 mm

## KLEMMEN, ZANGEN, HAKEN, SCHARFE LÖFFEL














Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	BH424R	Pean Arterienklemme, gerade, 140 mm
	BH425R	Pean Arterienklemme, gebogen, 140 mm
	BH442R	Rochester Pean Arterienklemme, gerade, 160 mm
	BH443R	Rochester Pean Arterienklemme, gebogen, 160 mm
	BH642R	Kocher-Ochsner Arterienklemme, gerade, 1 x 2 z., 160 mm
	BH643R	Kocher-Ochsner Arterienklemme, gebogen, 1 x 2 z., 160 mm

Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	EA016R	Allis Darm-Fasszange, 155 mm
	EA125R	Hartmann Darmklemme, 200 mm
	VF225R	Sterilisierhaken für Katzen, 170 mm
	BM806R	Dechamps Unterbindungsnadel für die rechte Hand, 215 mm
	BN104R	Doppelkopfsonde, 145 mm
	FK842R	Doppelendiger Scharfer Löffel Volkmann, 170 mm
	FK636R	Scharfer Löffel Volkmann, 170 mm

## RASPATORIEN, HEBEL, NADELHALTER












Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	FK300R	Raspatorium Williger, 160 mm
	FK321R	Raspatorium gebogen mit PEEK-Griff, rundes Ende, 6 mm
	FK317R	Raspatorium gebogen mit PEEK-Griff, gerades Ende, 3 mm
	FK117R	Knochenhebel, 160 mm, 6 mm
	FK170R	Knochenhebel, 220 mm, 10 mm




Abbildung	Art-Nr.	Bezeichnung
	BM065R	Hartmetall Nadelhalter Mayo-Hegar, 150 mm
	BM235R	Nadelhalter Mayo-Hegar, 150 mm
	BM151R	Hartmetall Durogrip Nadelhalter Mathieu, 170 mm
	BM361R	Nadelhalter Mathieu, 170 mm
	BM128R	Nadelhalter Hegar-Olsen mit integrierter Schere, 145 mm


# AESCULAP INSTRUMENTE PROZESSUNTERSTÜTZEND




V790 Hygienemanagement



V760 Container



V066 Nahtmaterial



## AESCULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen  
Fax +49 (0) 74 61 715 12 | [info@bbraun-vetcare.de](mailto:info@bbraun-vetcare.de) | [www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarken „Durotip“ und „Durogrip“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.